

## COMUNICADO DE PRENSA

### Grupo SOTAX lanza la 4ta generation del sistema automático de disolución AT MD

**Marzo 2014: El Grupo SOTAX, un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de disolución, analizadores para preparación automática de muestras y pruebas físicas para formas de dosificación farmacéuticas lanza la 4ta generación de sistemas de disolución SOTAX AT MD.**

Automatización en disolución, consiste en la ejecución de un conjunto de pruebas iniciadas y concluidas sin supervisión ni intervención del usuario entre ellas. A diferencia de la semi-automatización, automatización incluye preparación de los medios, llenado gravimétrico del medio en los vasos y lavado de los mismos entre las pruebas. Las pruebas que se ejecutan no son necesariamente las mismas.

El sistema automatizado SOTAX AT MD consiste en el baño de disolución AT y la estación de trabajo MD.

El innovador diseño circular del baño AT abre una nueva dimensión a las posibilidades de observación durante el desarrollo de los productos, y durante la investigación de resultados fuera de rango. La tecnología del diseño CenterView™ ofrece visualización y perfecta grabación de video durante el proceso de liberación de cada uno de los vasos de disolución. Localizadas en el centro del baño, todas las cámaras se localizan a la misma altura y distancia focal de las muestras.

La estación MD se origina de la plataforma Zymark MultiDose, una unidad actualmente en servicio en todo el mundo. La mejorada unidad MD se utiliza para calentar el medio, dispensarlo, tomar muestras y limpiar el sistema. El nuevo tanque de medio trabaja ahora dos veces más rápido y puede removerse de la unidad para su lavado externo. La capacidad del MD para trabajar con surfactantes ha sido mejorada junto con la nueva fuente de poder que facilita su uso en cualquier voltaje del planeta.

Con cientos de instalaciones procesando miles de muestras, los sistemas de disolución SOTAX cumplen con las normas farmacéuticas vigentes y han demostrado ser confiables para mejorar la eficiencia y acelerar el flujo de trabajo.

**Mas informacion: [www.sotax.com](http://www.sotax.com)**



*AT MD para automatización de hasta 8 lotes*



*Preparación robusta de medios*

#### SOTAX:

*El Grupo SOTAX es un líder mundial en el desarrollo y fabricación de sistemas de disolución, analizadores para preparación automática de muestras y pruebas físicas para formas de dosificación farmacéuticas. A través de su red global de ingenieros de servicio, la empresa ofrece servicios de instalación, mantenimiento, reparación y calificación para productos de las marcas SOTAX, Dr. Schleuniger® Pharmatron y ex-Zymark.*

*La marca SOTAX es parte del Grupo SOTAX.*

#### Contacto de Prensa:

SOTAX AG  
Nordring 1  
4147 Aesch  
Suiza

Contacto: Srita. Petra Silbereisen  
Teléfono: +41 61 487 54 54  
E-mail: [info@sotax.com](mailto:info@sotax.com)  
Web: [www.sotax.com](http://www.sotax.com)